

KÄYTTÖOHJE LED 3W VALO

Käyttökuntoon laittaminen

1. Avaa toimituspakkaus ja tarkista kaikki osat.
2. Uusi akku on vain perusladattu. Lataa uusi akku ennen käyttöä. Ensimmäinen lataus kestää n. 2-3 tuntia. Laturin merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akun lataus on täysi.
3. Kiinnitä LED-osa luppilaseihin ja pujota johdon kumilenkit silmälasien sankaan (tai otsapantaan sekä pujota johto otsapannan alle). Katso kuvat engl. manuaalista.
4. Kiinnitä johto keskusyksikköön.
5. Kiinnitä keskusyksikkö klipsillä tai laita se taskuun.
6. Kytke virta kiertämällä keskusyksikön tai johdon virtakatkaisijaa.
7. Tarkista valo ja tarvittaessa säädä keskusyksikön kirkkauden säädöstä.
8. Säädä LED-osan paikka vertikaalisesti ja horisontaalisesti, (pitkässä käytössä lamppu saattaa lämmetä 40°C:een).
9. Käytön jälkeen, kytke aina virta pois virtakatkaisijasta.
10. Mikäli keskusyksikön akkuindikaattorin vihreä valo muuttuu punaiseksi, lataa akku.
11. Älä taivuta, kierrä tai vedä johtoja jännitykseen säilytyksen ajaksi.



Micro LED Headlight
(lightest LED)



Competitor #1 LED

Competitor #2 LED

SurgiTel LED

Vikatilanteet

Vikatilanteissa yhteys Grex Medical Oy:n asiakaspalveluun puh: 050 3600082.

Kuljetus

Suojaa LED 3W valo huolellisesti kuljetuksen ajaksi esim. kuplamuovilla. Kuljeta vaakatasossa. Kantaessasi Micro LED 3W valoa irrota johdot liittimistään vahingoittumisen estämiseksi ja pidä huolellisesti kiinni keskusyksiköstä putoamisen välttämiseksi.

Säilytys

1. Käytä ja säilytä LED 3W valoa vain seuraavissa olosuhteissa:

- Lämpötila 10-40°C
- Kosteus 30-85%

2. Älä taivuta, kierrä tai vedä johtoja jännitykseen säilytyksen ajaksi.

3. Kerää virtajohto löysälle rullalle säilytyksen ajaksi. Kiinnitä johdot kuminauhalla tai nippusiteellä.

4. Älä altista keskusyksikköä tai johtoja suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai tähtelylle. Nämä saattavat vahingoittaa laitetta

5. Akku:

- Li-ion akku saattaa ylikuumentua jos sitä säilytetään täysin ladattuna pitkiä aikoja.
- Tyhjennä akku pitkäaikaista säilytystä varten ja säilytä keskusyksiköstä erillään 15-25°C:ssa

Puhdistus

1. Puhdista ulkoisesti säännöllisesti käyttäen nukkaamatonta liinaa ja neutraalia pesuainetta

2. Puhdistukseen ei pidä käyttää helposti höyrystyviä tai syttyviä aineita kuten alkoholia, asetonia tai bentseeniä. Valmistaja ei vastaa em. aineiden mahdollisesti aiheuttamista vioista.

3. Laitteen sisäosia ei saa altistaa minkäänlaisille nesteille

4. Älä käytä puhdistustoimenpiteitä joissa laite voi altistua suositeltuja käyttö- ja säilytys lämpötiloja korkeammille olosuhteille.

Huolto ja takuu

LED 3W valon huoltotoimenpiteet tulee tehdä valmistajan hyväksymässä huoltopisteessä.

LED 3W valon ja akun takuu-aika on 12 kuukautta myyntipäivästä lukien, jos ei asiasta ole sovittu kirjallisesti toisin. Takuu kattaa valmistusvirheet, LED 3W valon normaalista käytöstä aiheutuneet rikkoutumiset.

Takuu ei kata LED 3W valon käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huolimattomuudesta tai väärästä asennuksesta johtuvia vikoja. Takuu raukeaa mikäli LED 3W valoa huolletaan, säädetään tai muutetaan valmistajan ohjeiden vastaisesti.